



Celle di carico speciali per prove di forza fisica

Collegabili al visualizzatore AFTI ed eventualmente al dinamometro AFG
Particolarmente indicate per analisi nei settori di fisioterapia e riabilitazione
Precisione: $\pm 0,5\%$ F.S.D.

| Codice | Capacità | Uso |
|--------------------|----------|--|
| G78.0977.05 | 1000 N | Per rilevare la forza di chiusura della mano |
| G78.0978.05 | 250 N | Per rilevare la forza di schiacciamento delle dita |



Dinamometri analogici

Modelli economici con pulsante di azzeramento. Precisione: $\pm 1\%$ F.S.D.
Tipi FDP: per trazione e compressione. Tipi DT: solo per compressione

| Codice | Modello | Capacità | Risoluzione | Codice | Modello | Capacità | Risoluzione |
|--------------------|----------|----------|-------------|--------------------|---------|----------|-------------|
| G78.0260.05 | FDP-200 | 200 g | 2 g | G78.0260.40 | FDP-130 | 30 Kg | 300 g |
| G78.0260.10 | FDP-500 | 500 g | 5 g | G78.0270.05 | DT-101 | 1000 g | 10 g |
| G78.0260.15 | FDP-1000 | 1000 g | 10 g | G78.0270.10 | DT-102 | 2,5 Kg | 20 g |
| G78.0260.20 | FDP-102 | 2,5 Kg | 20 g | G78.0270.15 | DT-105 | 5 Kg | 50 g |
| G78.0260.25 | FDP-105 | 5 Kg | 50 g | G78.0270.20 | DT-110 | 10 Kg | 100 g |
| G78.0260.30 | FDP-110 | 10 Kg | 100 g | G78.0270.25 | DT-120 | 20 Kg | 200 g |
| G78.0260.35 | FDP-130 | 20 Kg | 200 g | G78.0270.30 | DT-130 | 30 Kg | 300 g |



Dinamometri analogici

Modelli robusti per prove di trazione e compressione. Precisione: $\pm 2\%$ F.S.D.
Pulsante blocco picco di misura. In valigetta con n. 6 accessori

| Codice | Modello | Capacità | Risoluzione | Codice | Modello | Capacità | Risoluzione |
|--------------------|---------|----------|-------------|--------------------|---------|----------|-------------|
| G78.0300.05 | SL-2 | 8 N | 0,05 N | G78.0300.20 | SL-50 | 220 N | 1 N |
| G78.0300.10 | SL-10 | 44 N | 0,2 N | G78.0300.25 | SL-100 | 440 N | 2 N |
| G78.0300.15 | SL-20 | 88 N | 0,5 N | | | | |



Dinamometri analogici per bassi carichi Gram Gauge

Piccoli dinamometri portatili per prove rapide su particolari a bassa resistenza
Letture nei due sensi. Precisione: $\pm 2\%$ F.S.D.

| Codice | Modello | Capacità | Risoluzione | Codice | Modello | Capacità | Risoluzione |
|--------------------|---------|----------|-------------|--------------------|---------|----------|-------------|
| G78.0310.05 | DGD-1 | 5 g | 0,1 g | G78.0310.25 | DGD-7 | 300 g | 10 g |
| G78.0310.10 | DGD-2 | 15 g | 0,5 g | G78.0310.30 | DGD-8 | 500 g | 20 g |
| G78.0310.15 | DGD-3 | 50 g | 1 g | G78.0310.35 | DGD-9 | 1000 g | 25 g |
| G78.0310.20 | DGD-6 | 200 g | 5 g | | | | |



Dinamometri analogici economici

Modelli economici per prove di trazione e compressione
Precisione: $\pm 0,5\%$ F.S.D. Due scale di lettura: N e Kg
Pulsante blocco picco di misura. In valigetta con n. 6 accessori

| Codice | Modello | Capacità | Risoluzione | Codice | Modello | Capacità | Risoluzione |
|--------------------|---------|-----------|-------------|--------------------|---------|-------------|-------------|
| G78.0320.05 | NK-10 | 10 N-1 Kg | 0,05 N-5 g | G78.0320.25 | NK-100 | 100 N-10 Kg | 0,5 N-50 g |
| G78.0320.10 | NK-20 | 20 N-2 Kg | 0,1 N-10 g | G78.0320.30 | NK-200 | 200 N-20 Kg | 1 N-100 g |
| G78.0320.15 | NK-30 | 30 N-3 Kg | 0,2 N-20 g | G78.0320.35 | NK-300 | 300 N-30 Kg | 2 N-200 g |
| G78.0320.20 | NK-50 | 50 N-5 Kg | 0,25 N-25 g | G78.0320.40 | NK-500 | 500 N-50 Kg | 2,5 N-250 g |